

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Urządzenia do terapii podciśnieniowej z funkcją płukania rany – 2 szt.

Producent: Nazwa i typ:

L.P.	Opis parametru, funkcji
1.	Urządzenia fabrycznie nowe, rok produkcji min. 2024
2.	Okres gwarancji min. 24 miesiące
3.	Urządzenie do podciśnieniowej terapii ran, wytwarzające ujemne ciśnienie mierzone w ranie o wartości od 25-200mm/Hg z możliwością cyklicznego automatycznego płukania leczonej rany. Urządzenie przeznaczone do pracy na stanowisku stacjonarnym jak i do pracy mobilnej
4.	Waga do 3,5 kg
5.	Możliwość zmiany ciśnienia co 25 mm/HG. Zasilanie sieciowe 230 v 50 Hz
6.	Możliwość zastosowania terapii ciągłej lub przerywanej z regulacją czasu pracy i przerwy w zależności od leczonej rany
7.	Możliwość regulacji natężenia niskie, średnie, wysokie (prędkość z jaką osiągnęte jest ciśnienie docelowe w ranie)
8.	Możliwość wyboru co najmniej dwóch funkcji VAC, VAC z płukaniem
9.	Funkcja podawania i pozostawienia płynu w ranie (namaczanie opatrunku) można regulować od 1 sekundy do 30 minut. Czas stosowania podciśnienia pomiędzy płukaniem od 3 min. do 12 godz. Objętość podawanego płynu od 6 ml do 500 ml z odstępem o różnych wartościach
10.	Funkcja asystenta podawania płynu automatycznie lub możliwość ustawienia ręcznego ilości podawanego płynu
11.	Możliwość prowadzenia terapii przez 24 godziny. Posiada wskaźnik naładowania baterii
12.	Bateria wewnętrzna działająca w potrzebie przez ok. 6 godziny
13.	Wbudowane ostrzeżenia i alarmy włączające się w razie nieprawidłowości wynikającymi ze strony opatrunku, drenu, wydzieliny, kanistra, akumulatora: - ostrz. o niskim naładowaniu akumulatora - alarm krytycznego stanu akumulatora - akumulator rozładowany - alarm dot. pełnego zbiornika, pustego worka/butelki z roztworem, braku podłączenia kasety do płukania -braku aktywności systemu terapeutycznego - alarm błędu systemu - alarm temperatury wewnętrznej, - alarm odchył ciśnienia i przerywania terapii, - alarm niskiego ciśnienia - brak płynu do płukania, maksymalnego napełnienia zbiornika, - nieszczelności w systemie ter. VAC lub przerywanie terapii - niedrożności syst. VAC i VAC z płukaniem - terminu serwisowania i kontroli urządzenia

14.	Ekran dotykowy z językiem polskim umożliwiający sterowanie urządzeniem z instrukcją obsługi w języku polskim. Możliwość ustawienia blokady przed przypadkowymi zmianami parametrów lub wyłączeniem
15.	Opcjonalne zaprogramowane ustawienia terapii według rodzaju rany ułatwia konfigurację
16.	Wbudowana pamięć pozwalająca na zapis całej terapii leczonego pacjenta, wbudowany port USB, SD card i umożliwiający eksport zapisanych danych terapii prowadzonych u pacjenta
17.	System kontroli i automatycznej regulacji poziomu podciśnienia bezpośrednio w ranie
18.	Funkcja dziennik, umożliwia rejestrowanie liczby elementów opatrunku umieszczonych w ranie, wymiany zbiornika
19.	Funkcja wykrywania nieszczelności prowadzących do utraty ciśnienia
20.	Funkcja kontroli napełniania, cyklu i nasiąkania.
21.	Funkcja obrazowania ran ułatwiająca rejestrowanie pacjenta
22.	Funkcja trybu nocnego powoduje przyciemnienie ekranu, wyłączana automatycznie w przypadku wystąpienia alarmu (włącza się automatycznie po około 2 min)
23.	Funkcja blokady ekranu
24.	Uchwyt na powieszenie zbiornika, worka lub kroplówki z płynem do płukania Uchwyt do przenoszenia Uchwyt do mocowania na stojaku lub łóżku
25.	Możliwość bezpiecznego zamocowania urządzenia na stojaku kroplówki i/lub na poręczy łóżka
26.	Możliwość podłączenia zbiorników 300ml, 500ml i 1000ml