


HISTOCORE SPECTRA

CZYTNIK KODÓW KRESKOWYCH

Wiedza o tym, gdzie znajdują się Twoje szkiełka poprawia skuteczność kontroli i wydajność laboratorium.

Czytnik kodów kreskowych HistoCore SPECTRA* bez wysiłku automatyzuje proces śledzenia szkiełek, oszczędzając czas i uwalniając pracowników do innych krytycznych zadań. Integracja z LIS zapewniająca płynne zarządzanie przepływem pracy. Automatyczne skanowanie szkiełek na początku procesu barwienia umożliwia zbieranie informacji w czasie rzeczywistym dając Ci więcej pewności w zarządzaniu przepływem pracy na etapie barwienia.



*Czytnik kodów kreskowych HistoCore SPECTRA firmy Leica Biosystems może nie być dostępny do użytku w Twoim kraju. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z przedstawicielem Leica Biosystems.

Stacja robocza HistoCore SPECTRA jest przeznaczona do diagnostyki in vitro

Advancing Cancer Diagnostics
Improving Lives

Leica
BIOSYSTEMS

Copyright © 2023 Leica Biosystems, a division of Leica Microsystems Inc. All Rights Reserved. LEICA and the Leica logo are registered trademarks of Leica Microsystems IR GmbH. HistoCore SPECTRA is a trademark of the Leica Biosystems group of companies in the USA and optionally in other countries. Other logos, product and/or company names might be trademarks of their respective owners.

230294 Rev. A • 04/2023

1 of 2

HISTOCORE SPECTRA

CZYTNIK KODÓW KRESKOWYCH



HistoCore SPECTRA CZYTNIK KODÓW KRESKOWYCH

Obsługiwane kody kreskowe	2D: Data Matrix, Aztec, QR Code, Micro QR Code, 1D: Code 128, Code 39, Interleaved 2 of 5
Obsługiwane koszyki na szkiełka	Leica koszyk na 30 szkiełek, koszyk na 5 szkiełek
Przepustowość	automatycznie odczytuje kody kreskowe z 30 szkiełek w czasie krótszym niż 4,5s (odczytywanie kodów kreskowych i szczytywanie ilości szkiełek przebiega jednocześnie)
Napięcie i prąd	6VDC, 1A - przez dostarczony zasilacz
Napięcie wejściowe	100 - 240 VAC
Częstotliwość wejściowa	47-63 Hz
Port USB	Męski typu A
Interfejs komunikacyjny	USB - COM tylko z trybem USB 1.1 (<i>połączenie szeregowe</i>). Łatwe podłączenie do LIS przez interfejs USB.
Zestaw czytnika kodów kreskowych: 14 0512 61249	Czytnik kodów kreskowych DM152X-CQLBSHCS. DataMan 152X z obiektywem 16 mm f/7, czerwonym LIF wysokiej mocy, USB i zasilaczem, slajdami konfiguracyjnymi, uzupełnieniem IFU Czytnik kodów kreskowych, zamówienie językowe IFU, suplement IFU Czytnik kodów kreskowych Dysk CD z językiem czytnika kodów kreskowych

Stacja robocza HistoCore SPECTRA jest przeznaczona do diagnostyki in vitro

Advancing Cancer Diagnostics
Improving Lives

Leica
BIOSYSTEMS

Copyright © 2023 Leica Biosystems, a division of Leica Microsystems Inc. All Rights Reserved. LEICA and the Leica logo are registered trademarks of Leica Microsystems IR GmbH. HistoCore SPECTRA is a trademark of the Leica Biosystems group of companies in the USA and optionally in other countries. Other logos, product and/or company names might be trademarks of their respective owners.